

## 製品名：エクルーシス プレチコントロール HIV Gen II

キット ロット番号：318784

使用期限：2019.07

(PC HIV1 ロット番号：321603)

(PC HIV2 ロット番号：321604)

(PC HIV3 ロット番号：321605)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール HIV1	プレチコントロール HIV2				プレチコントロール HIV3				Unit (単位)		
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)			
A HIV	274026 337035	0.350	3.20	0.320	2.24	-	4.16	-	-	-	-	0.500	COI
	318749	0.350	3.65	0.365	2.56	-	4.75	-	-	-	-	0.500	COI
H I V A G	274026	0.350	-	-	-	-	0.500	8.19	0.819	5.73	-	10.6	COI
	318749	0.350	-	-	-	-	0.500	9.01	0.901	6.31	-	11.7	COI
	337035	0.350	-	-	-	-	0.500	9.45	0.945	6.62	-	12.3	COI
H I V D U O	274026	0.500	3.21	0.321	2.25	-	4.17	8.19	0.819	5.73	-	10.6	COI
	318749	0.500	3.65	0.365	2.56	-	4.75	9.01	0.901	6.31	-	11.7	COI
	337035	0.500	3.21	0.321	2.25	-	4.17	9.45	0.945	6.62	-	12.3	COI

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・プレチコントロール HIV1は陰性判定を確認するものです。そのためCOIが表示値表の上限値以下にあることをご確認ください。
- ・プレチコントロール HIV2はHIV抗原の陰性と抗HIV抗体の陽性を確認するためのものです。そのためHIVAGのCOIは表示値表の上限値以下であることをご確認ください。
- ・プレチコントロール HIV3はHIV抗原の陽性と抗HIV抗体の陰性を確認するためのものです。そのためA HIVのCOIは表示値表の上限値以下であることをご確認ください。



ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社